




FÜR SICHTBARE ERGEBNISSE




BRANDNARBEN



AKNENARBEN



FALTEN



DEHNUNGSTREIFEN



ALOPEZIE

INNOPen™



 **NEOMESO**  
Anti Aging Innovations, Simply Delivered

Wielandstraße 36  
10629 Berlin  
[www.neomeso.de](http://www.neomeso.de)

 MICRONEEDLE THERAPY SYSTEM

**Das ausgereifteste und sicherste Microneedling-Gerät, perfektioniert von CRC-Clinical Resolution Lab, Inc., dem Pionier technischer Lösungen für die dermatologische Nadeltherapie.**

INNOPen™ ist ein Präzisionsgerät für die medizinische Anwendung mit einem einzigartigen, doppelt gefederten Einweg-Behandlungskopf (INNOTip™), dessen Nadeln mit vibrierenden Bewegungen vollautomatisch in die Haut eindringen.

Durch die sanfte Stimulation werden die Fibroblasten in ihrer natürlichen Kollagen- und Elastinproduktion ange-regt, was schmerzhafte und mit langen Ausfallzeiten ver-bundene ablativ Behandlungen überflüssig macht.

Während der Behandlung entstehen beim Kontakt der Nadeln mit der Haut winzige Mikrokanäle, durch die auf-ge-tragene Pflegeprodukte auch in tiefere Hautschichten gelangen und zu einer Verbesserung des Behand-lungs-ergebnisses beitragen.

INNOPen™ ist die perfekte Wahl für die nichtoperative und nicht ablativ Behandlung verschiedenster Hautsymptome.

**INNOPen™**

- unterstützt den Transport der pflegenden Substanzen bis in tiefe Hautschichten bei kosmetischen, topischen oder photoverjüngenden Behandlungsformen oder der Ver-abreichung von plättchenreichem Plasma
- hilft, Fältchen zu reduzieren
- fördert die Verjüngung der Haut; Hautbild und Haut-struktur werden sichtbar verbessert
- beschleunigt die Reduzierung von Dehnungsstreifen

- lässt die Haut wieder jugendlich vital wirken; sie wird straffer, glatter und widerstandsfähiger
- verbessert das Erscheinungsbild der Haut (wenn nach chirurgischen Eingriffen, Verbrennungen oder Akne vulgaris Narben entstanden sind)
- trägt zu einem Rückgang der Porengröße bei
- begünstigt die Aufnahme von Kosmetikprodukten zum Hautschutz
- liefert sichtbare Ergebnisse ohne Schmerzen und Nebenwirkungen; ohne Ausfallzeiten

**Warum INNOPen™?**

Herzstück des INNOPen™ ist der revolutionär neue und patentierte nadelbesetzte Einmal-Behandlungskopf namens **INNOTip™**.

Der INNOPen™ wurde von den führenden Ingenieuren für Microneedling-Technologie entwickelt, mit dem Ziel, ein Qualitätsgerät herzustellen, das stets gleichbleibend gute Ergebnisse erzielt.


Weitere Vorteile sind der Hochfrequenzmotor, der Überhitzungsschutz, die variable Penetrationstiefe (0,1 bis 2,0 mm) und Arbeitsgeschwindigkeit (5 Stufen) sowie ein ergonomisches Design für einfache Handhabung.

Der INNOPen™ mit dem INNOTip™ übertrifft alle bekann-ten Verfahren. Das innovative Nadelsystem des INNOTip™ mit doppelter Schutzfunktion macht das Gerät in der An-wendung sicher.

Risiken, wie sie von Microneedling-Pens oder Geräten mit offenem Behandlungskopf ausgehen, sind gänzlich ausgeschlossen.

**Innovatives Nadelsystem mit doppelter Sicherheitsfunktion**

- Geschlossener Behandlungskopf
- Hochpräzise Eindringtiefe
- Gleichmäßige Verteilung des Drucks im Behandlungsbereich
- Beschleunigte Reduzierung von Dehnungsstreifen.
- Doppelte Sicherheitsfunktion (perfekte Zentrierung, präziser Abstand und vertikale Linie aller 12 Nadeln)
- Patentierter Nadelkopf



**Vorteile des innovativen Nadelsystems**

- Kontrolle der Nadelkopfposition
- Die Haut wird nicht aufgerissen
- Keine Verletzung der Haut beim Weiterführen des Geräts
- 100 % keimfrei, γ-Gamma-Sterilisation, keine Infektionsgefahr
- Zuverlässige ins System eingebaute Fehlerkontrolle
- Sichere medizinische Qualitätsstandards
- Nadeln aus chirurgischem Edelstahl (SUS 316)
- Gehäuse aus GE Lexan Polycarbonat-Kunstharz

Nadeln setzen im Winkel von genau 90° auf und perforieren

